



### Hår og pels

Pelssæler har en kraftig behåring, der sammen med det tykke spæklag hjælper med at holde sælens kropstemperatur på 37° celsius. Pels og hår virker isolerende, fordi der skabes et stillestående luftlag under hårene og pelsen.

I et mikroskop kan du betragte hår ved stor forstørrelse.

---

### Du skal bruge

- 1 mikroskop • 1 objektglas • 1 dækglas • 1 pipette • vand • et hår.

---

### Arbejdsgang

- Læg håret på objektglasset. Placer en dråbe vand over det sted, du vil betragte. Læg dækglasset over vanddråben. Betragt herefter håret gennem mikroskopet. Start ved lav forstørrelse, og fortsæt til største forstørrelse.
- Betragt også hårets spids og hårets rod.
- Lav en tegning, der viser, hvad du så i mikroskopet.