


OPSKRIFT PÅ ISTHE-ALGINATKUGLER



Her har du en let opskrift på dekorative isthe-alginatkugler.

Forberedelse isthe-blanding:

- 2,5 dl isthe
- 2 gram natrium alginat
- Bland $\frac{3}{4}$ dl isthe med natrium alginat og blend til det er jævnt og uden klumper
- Bland resten af isthe i, og lad det stå ved rumtemperatur i 30 minutter

Forberedelse calcium clorid bad:

- 6,5 g calcium clorid
- 1 liter vand

Lav isthe-kuglerne:

- Opløs calcium clorid i vandet ved at piske med et piskeris
- Put opløsningen i en lav skål
- Fyld en sprøjte med istheblandingen
- Dryp isthe-blandingen ned i calcium clorid badet, og lad det være i 1 minut
- Tag kuglerne op med en si og skyl dem i en skål med rent, koldt vand

